

Concentradores de Oxígeno



Concentradores

Hemos seleccionado los mejores concentradores del mercado para cubrir satisfactoriamente las necesidades de los pacientes que requieran oxígeno. Buscamos ofrecer libertad de movimiento, calidad de vida y confiabilidad con el uso de estos equipos.

Inogen One G3

- Concentrador pequeño y ligero (2.2 kg. batería individual incluida)
- Distribución de oxígeno hasta 5 lpm pulsados (equivalente)
- Diseñado para uso 24/7, en casa o exteriores
- Entrega inteligente de flujo con 4 ajustes de control
- Funciones de control en pantalla LCD fáciles de usar
- Incluye: bolsa de transporte, cable de alimentación AC y DC, batería individual hasta 4 horas de duración



Duración de la batería:

Hasta 4 horas en el caso de una batería individual
Hasta 8 horas en el caso de una batería doble

Tiempo de carga de la batería:

Hasta 4 horas en el caso de una batería individual
Hasta 8 horas en el caso de una batería doble

EverFlo

- Concentrador de oxígeno
- Peso de 14 kg.
- Asa integrada para transportación
- Distribución de oxígeno de 0.5 a 5 lpm.
- Concentración de oxígeno hasta 93% (+/- 3%)
- Niveles de Alarma OPI (Indicador del porcentaje de oxígeno)
 - Oxígeno bajo: 82%
 - Oxígeno muy bajo: 70 %
- Bajo consumo de energía
- Nivel de sonido más bajo
- Filtro de dos años de duración que requiere poco mantenimiento



Simply Go

- Concentrador portátil (solo 4.5 kg.)
- 6 niveles de ajustes de flujo
- Concentración de oxígeno hasta 96%
- Modos de administración: pulso, continuo y sueño
- Alarmas de no respiración, frecuencia respiratoria alta, ausencia de flujo, batería baja y/o agotada y mal funcionamiento
- Interfaz de pantalla táctil fácil de usar
- Aprobado por la FAA para uso en avión
- Incluye: bolsa portátil, batería recargable, cargador para auto, bolsa para accesorios y carro de transporte



Modo de Administración	Ajustes de Flujo	
Modo de pulso	1 = 12 ml. 2 = 24 ml. 3 = 36 ml.	4 = 48 ml. 5 = 60 ml. 6 = 72 ml.
Modo Continuo	0.5 lpm. - 1 lpm. - 1.5 lpm. - 2 lpm.	
Modo Sueño	Volúmenes de pulso variables en función de la frecuencia respiratoria, para mantener un volumen minuto constante en cada nivel: 1 = 250 ml./min. 4 = 1000 ml./min. 2 = 500 ml./min. 5 = 1250 ml./min. 3 = 750 ml./min. 6 = 1500 ml./min.	





Aerosol **Medical** Systems

MÉXICO D.F.

Periférico Sur No. 4873 Col. Arenal Tepepan
C.P. 14610 Tel. 01 (55) 5675-7434
contacto@aerosolms.com

MONTERREY N.L.

Belisario Domínguez # 2479 Col. Obispado
C.P. 64000 Tel. 01 (81) 8317-3597
contactomty@aerosolms.com

GUADALAJARA JAL.

Justo Sierra No. 2512 Col. Ladrón de Guevara
C.P. 44600 Tel. 01 (33) 3641-5089 / 5273
contactogdl@aerosolms.com

01-800-AEROSOL / 01-800-237-67-65
www.aerosolms.com



Descarga nuestro
catálogo electrónico