



Ventilatory
Support
Group.

CONCENTRADOR

Concentrador de oxígeno portátil Inogen One G5

El Inogen One G5 ofrece la mayor cantidad de oxígeno por Kg para un concentrador de oxígeno portátil del mercado actual. Con configuraciones de flujo de 1 a 6 lpm, el Inogen One G5 está diseñado para aumentar drásticamente la independencia de la mayoría de los usuarios de oxígeno suplementario las 24 horas del día, los 7 días de la semana.



Especificaciones

Velocidades de flujo:	1.0 / 6.0 lpm
Dimensiones:	18,26 cm x 8,28 cm x 20,7 cm
Peso:	2,2 kg
Nivel sonoro:	38 dBA
Concentración de O ₂ :	90% a 95%

Accesorios incluidos

1 Batería (8 o 16 celdas)
Cánula nasal
Bolsa de transporte
Cargador de auto y pared

Recomendaciones

Realizar el mantenimiento cada 6 meses.
Realizar cambios de insumos una vez al mes.
No someter el equipo a cambios bruscos de temperatura.

