

Toda la funcionalidad de una mascarilla facial en un tamaño ultra compacto

Es más pequeña, más silenciosa y menos obstructiva que una mascarilla tradicional. Su diseño con colocación bajo la nariz facilita la adherencia al tratamiento, ya que aporta más libertad física y visual. Las incomodidades y las marcas faciales en el puente de la nariz ya son cosas del pasado.

Menos es más

Su diseño por debajo de la nariz evita molestias e incomodidades y elimina las marcas que a veces aparecen en el puente de la nariz. Es la opción ideal para pacientes con claustrofobia o piel sensible.

Relajación silenciosa

Gracias a la incorporación del codo QuietAir™, AirFit F30 es más silenciosa que cualquier otra mascarilla facial ultracompacta del mercado.¹

El codo QuietAir dispersa el aire exhalado de la mascarilla de forma suave y silenciosa, contribuyendo a crear una atmósfera tranquila que proporciona un mayor descanso sin perturbaciones.²

Libertad visual

Su diseño con colocación bajo la nariz hace que la F30 sea claramente más pequeña, discreta y atractiva que una mascarilla facial tradicional. Los pacientes pueden usar gafas sin problema, para poder leer y relajarse antes de dormir.

Adaptación óptima


La mascarilla se ajusta de forma rápida y efectiva³ con un solo armazón, un arnés y dos tamaños de almohadillas. Esta configuración simplificada facilita la gestión de stock y la logística. Un ajuste preciso desde la primera vez ayuda a reducir las llamadas para asistencia y los reajustes.



1 Basado en comparación con las guías de usuario disponibles públicamente, el nivel de ruido de la AirFit F30 registrada durante pruebas internas en ResMed fue: eLB1423-4053. Datos en los archivos; ID A4457865 / A4457866 / A4402795.

2 Con la incorporación del codo difusor QuietAir, el nivel de ruido de la mascarilla se registró a 21dBa para la mascarilla AirFit F20. Reducción del nivel de ruido en 10 dBA comparado con el codo estándar de la F20. Datos en el archivo; ID A4114547.

3 Estudio clínico de 7 días externo a ResMed con 21 pacientes de ResMed y no de ResMed, realizado entre 16/04/2018 y 05/05/2018. Datos en el archivo; ID A4356449.



AirFit F30		
Talla	Pequeña (S)	Mediana (M)
EUR* - con codo QuietAir	64110	64111

AirFit™ F30

Mascarilla facial

Componente	Código de producto
Arnés	64161
Almohadilla (S)	64150
(M)	64151
Armazón	64159
Codo QuietAir	63494

*Inglés, Alemán, Francés, Italiano, Holandés, Sueco, Noruego, Finés, Danés, Español, Portugués, Checo, Polaco y Árabe.