



Ventilatory
SG

®

ASTRAL 150

Ficha Técnica

Concentrador de Oxígeno 5 litros

El Ventilador Astral 150 es un respirador de soporte vital portátil adecuado para pacientes adultos y pediátricos, tanto en ventilación invasiva como no invasiva. Ofrece modos por presión y volumen (CPAP, SIMV, PS, ST, ACV, V-SIMV), soporte de circuitos simples o dobles, monitoreo integrado de FiO₂. brinda soporte respiratorio en casa, hospital o traslado. Está diseñado para pacientes con dificultad para respirar



Especificaciones

Ancho:	285 mm
Largo:	215 mm
Profundidad:	93 mm
Peso:	3.2 kg
Volumen tidal:	50 - 2000 mL
Frecuencia respiratoria:	2 - 60 rpm
Batería Interna:	8 horas
Autonomía total:	24 horas

Accesorios incluidos

- Maleta de traslado
- Cargador de casa

* Insumos se venden por separado de acuerdo la necesidad del paciente

*"Un respiro de vida
para los tuyos"*



Ventilatory
Support
Group



vsg_mx

Recomendación

Realizar el mantenimiento 6 meses después de haber empezado a usar el equipo.



www.vsgmx.com