

Administración de alto flujo nasal en domicilio y para tratamientos a largo plazo con Optiflow™



Presentamos myAIRVO™ 2 de F&P, diseñado para la administración de asistencia respiratoria e hidratación de las vías respiratorias con el máximo confort y facilidad de uso.

myAIRVO 2 de F&P se ha diseñado específicamente como una solución integrada para la administración de alto flujo nasal con Optiflow™. La tecnología de humidificación líder de Fisher & Paykel Healthcare permite al AIRVO 2 suministrar con comodidad un alto flujo de mezcla de aire/oxígeno a pacientes con respiración espontánea mediante la exclusiva interfaz nasal Optiflow.

Interfaz nasal Optiflow™+

- Cánulas suaves y flexibles
- Orificios grandes que reducen la inyección de gas
- Cánulas nasales contorneadas según la morfología del paciente



Configuración ajustable de flujo y temperatura

- Las tres opciones de temperatura (37, 34, 31 °C) favorecen la comodidad y el cumplimiento
- El generador de flujo integrado proporciona un amplio intervalo de flujo (2-60 L/min) tanto a pacientes pediátricos como adultos; no requiere suministro de aire de pared



Tubo respiratorio calentado AirSpiral™

- Cables calefactores de espiral dobles y exclusivo sensor de temperatura integrado
- No se requieren sondas de temperatura ni adaptadores de cables calefactores externos

Oxígeno suplementario (cuando sea necesario)

- El oxígeno también puede suministrarse mediante un dispositivo de pared o bombona
- El analizador de oxígeno ultrasónico integrado no necesita calibración, mantenimiento ni sustitución

Códigos de producto	
PT100xx	Humidificador myAIRVO 2
OPT942E	Interfaz Optiflow+ pequeña (paquete de 1)
OPT944E	Interfaz Optiflow+ mediana (paquete de 1)
OPT946E	Interfaz Optiflow+ grande (paquete de 1)
OPT970E	Interfaz de traqueostomía Optiflow+ (paquete de 1)
OPT980E	Adaptador de interfaz de máscara Optiflow+ (paquete de 1)
900PT560E	Tubo respiratorio calentado AirSpiral (paquete de 1)
900PT560	Tubo respiratorio calentado AirSpiral (paquete de 10)
900PT290E	Cámara MR290 (paquete de 1)
HC360	Cámara de agua reutilizable
900PT400	Soporte compacto
900PT401	Bolsa de agua (paquete de 2)

Para obtener más información, visite www.fphcare.com/myairvo

Fisher & Paykel
HEALTHCARE