



Ventilatory  
Support  
Group.

# EVERFLO

Concentrador de Oxígeno

El Concentrador de oxígeno más pequeño y más ligero, su diseño ingenioso y ergonómico permite que el concentrador se pueda guardar, mover y transportar de manera más fácil que los concentradores tradicionales. Es uno de los aparatos más silenciosos y con mayor ahorro de energía disponibles en la actualidad.



## Especificaciones

Entrada de energía:	120 V
Frecuencia:	60 Hz
Promedio de Energía:	350 W
Sonido:	45 dBA
Pureza de Oxígeno:	93% (+/-3%)
Peso:	14 kg
Dimensiones:	58.4 x 38.1 cm
Temperatura:	12 °C a 32 °C

### Accesorios incluidos

Cánula de 7.2 metros  
Vaso humidificador  
Conector de vaso al equipo  
Filtros iniciales

### Recomendación

Realizar el mantenimiento 6 meses después de haber empezado a usar el equipo.

