



Ventilatory
Support
Group.

AIRVO 2

Generador de alto flujo hospitalario

Está destinado al tratamiento de pacientes que respiran espontáneamente y que se beneficiarían de la administración de gases respiratorios calentados y humidificados con flujo alto. Los pacientes que hayan sido intervenidos para bypass en las vías respiratorias también entran en este grupo.



Especificaciones

Entrada de energía:	220-240 V
Intervalo de flujo:	de 2 a 60 L/min
Peso:	2.2 kg
Ajustes de temperatura:	37 °, 34° y 31° c
Temperatura máxima del gas:	34° C
Sonido:	45 dba
Humedad:	10 - 95% HR
Altitud:	0 - 2000 m (6000 pies)
Dimensiones:	29.5 X 17 X 17.5 cm

Accesorios incluidos

- 1 Cánula M de alto flujo.
- 1 Circuito.
- 1 manguera de desinfección.
- Datos de FiO₂.

Recomendación

Realizar el mantenimiento 6 meses después de haber empezado a usar el equipo.

