



Ventilatory
Support
Group.

Aircurve 10 ST

Bipap dispositivo binivel.

Le ayudará a mejorar la calidad del sueño incluso en los casos más problemáticos.

es un dispositivo binivel con frecuencia de respaldo que ofrece una excepcional sincronía paciente ventilador, para que los pacientes permanezcan cómodos y bien ventilados, lo que reduce el trabajo respiratorio. Es la opción ideal para lograr una ventilación no invasiva confiable y económica.



Especificaciones

IPAP:	4-25 cm H2O, en incrementos de 0,2 cm
EPAP	3-([IPAP] cm H2O en incrementos de 0,2 cm
Presión de soporte (PS):	0-10 cm H2O, en incrementos de 0,2 cm
Mascarilla:	Facial / Nasal / Almohadillas
Dimensiones:	11.6 cm x 25.5 cm x 15 cm
Peso:	1.25 kg
Capacidad de agua:	Llenado máximo 380 ml
Máxima de la placa del calentador:	68 °C (154 °F)

Accesorios incluidos

Humidificador HumidAir.
Cubeta de agua.
Bolsa para transportar.
Tubo de aire.
Tarjeta SD

Recomendación

Realizar el mantenimiento 6 meses después de haber empezado a usar el equipo.

