



Ventilatory
Support
Group.

Aircurve 10 S

Vpap dispositivo binivel.

Es ideal para los pacientes con apnea del sueño a quienes les cuesta adaptarse al tratamiento de la apnea del sueño con un equipo de presión fija continua, así como para los pacientes que necesitan una presión de soporte adicional. Este equipo binivel tiene dos presiones diferentes y ajustables que pueden hacer que el tratamiento resulte más cómodo.



Especificaciones

Peso:	1.25 kg
Filtro de aire:	98 % para polvo
Dimensiones:	11.6 cm x 25.5 cm x 15 cm
Tubos de aire:	ClimatLineAir SlimLine y Estandar
Capacidad de agua:	Llenado máximo 380 ml
Máxima de la placa del calentador:	68 °C (154 °F)
Fuente de alimentación:	90 W / CA 100-240 V, 50-60 Hz

Accesorios incluidos

Humidificador S10
VPAP Aircurve Resmed 10S
Cargador

Recomendación

Realizar el mantenimiento 6 meses después de haber empezado a usar el equipo.

